

3. 11. 2020

Anleitung für die Erstinstallation von PHYSIO-ASSESS

Entpacken Sie die zip-Datei in ein temporäres Verzeichnis und machen auf setup.exe einen Doppelklick. Folgen Sie dann den Anweisungen. Es wird empfohlen, PHYSIO-ASSESS „typisch“ zu installieren. Wenn Sie „benutzerdefiniert“ wählen, wählen sie bitte nicht C:\programme oder C:\programme (x86), da PHYSIO-ASSESS Schreibberechtigung im Installationsverzeichnis benötigt.

Hochrüsten von PHYSIO-ASSESS (ab Version 3.1)

Klicken Sie in PHYSIO-ASSESS auf *Info... / Hochrüstprüfung*. bzw. direkt auf *Hochrüsten*.

Wenn Ihr Rechner online ist, erfolgt das Hochrüsten nach Bestätigung durch Sie automatisch.

Wenn Ihr Rechner nicht online ist oder wenn eine firewall den Zugriff auf meine homepage sperrt, müssen Sie die Hochrüstung über das Hochrüstpaket vornehmen, wie nachstehend beschrieben.

Falls das automatische Hochrüsten nicht funktioniert:

Laden Sie bitte das Hochrüstpaket (zip-Datei) von www.ematthias.de herunter, lassen es zur Ausführung auf Ihrem Rechner zu (siehe unten unter Entpacken) und entpacken die zip-Datei direkt in das Installationsverzeichnis von PHYSIO-ASSESS *.

Sodann starten Sie PHYSIO-ASSESS, es wird automatisch die neue Version aufgerufen.

Hochrüsten von PHYSIO-ASSESS (Version älter als 3.1)

Das Hochrüsten wie oben beschrieben ist nicht mehr möglich. Wenden Sie sich bitte an mich.

* Entpacken

Das Entpacken verläuft wie folgt:

- Wählen Sie die zip-Datei auf dem Desktop durch Einfachklick aus
- Wählen Sie *Eigenschaften* über die rechte Maustaste und klicken auf *Zulassen* (falls dieses Symbol erscheint) und klicken Sie auf *OK*
- Wählen Sie dann *Alle extrahieren* über die rechte Maustaste aus
- Wählen Sie dann das Verzeichnis mit der bisherigen Installation von PHYSIO-ASSESS als Zielverzeichnis aus und klicken auf *Extrahieren*

Auf die Fragen nach *Wollen Sie diese Datei behalten* antworten Sie bitte mit *ja*.